

# Serviervorschlag

## Warme Linzertorte

Verwendetes Produkt:

Art.-Nr. 10119  
Linzertorte



QR-Code scannen und  
dieses Produkt auf  
[www.romers.ch](http://www.romers.ch) ansehen.

### So wird's gemacht

Linzertorte aus dem Tiefkühler nehmen und während circa 3 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 °C backen. So servieren Sie Ihren Gästen blitzschnell eine knusprige, herrlich duftende und noch leicht warme Köstlichkeit.

